

PANDUAN CARA PEMBERSIHAN DAN PELUPUSAN MERKURI YANG TERTUMPAH

Cari serpihan Gelas Dari Alat Sphygmomanometer/ Thermometer Yang Pecah

Kutip Serpihan Gelas Alat Yang Pecah Menggunakan Forsep Pakai Buang



Masukkan Serpihan Gelas Ke Dalam Bekas Plastik Yang Kuat Dan Tutup Penutup Dengan Ketat Serta Gunakan Pita (*sealed*) Serpihan Gelas Kecil Ke Dalam *Urine Container*



Serpihan Gelas Besar Ke Dalam *Sharps Bin*



Gunakan Lampu Suluh Untuk Mengesan Manik-manik Merkuri



Gunakan Kepingan - kepingan Kadbod Untuk Mengumpul Manik-Manik Merkuri Besar



Gunakan *Syringe* Untuk Mengambil Sisa-Sisa Merkuri

Masukkan Merkuri Terkumpul Ke Dalam Satu Bekas Plastik Yang Keras (Contohnya *Urine Container*) Yang Diisi Separuh Dengan Air



Gunakan Pita Selofan Telus Untuk Mengutip Manik-manik Yang Lebih Kecil dan Masukkan Ke Dalam Beg Plastik Kuat atau Beg Plastik Dua Lapisan



Langkah Terakhir

Letakkan Semua Bahan Yang Telah Dikumpul Semasa Pembersihan, Termasuk Alat Pelindung Diri (PPE) Yang Terpakai Ke Dalam Satu Beg (2 Lapisan) Dan Ikat Dengan Ketat Dan Label 'MERCURY WASTE' ➡ Ke Edgenta

Sepanjang Pengendalian Mercuri SIGNAGE diletakkan.

